

MED MEUBLE



CATALOGUE

Mobilier Professionnel De Qualité Supérieure



- ④ Découvrez notre large gamme de mobilier professionnel conçu pour répondre à vos besoins
- ④ 100% Création et Fabrication Marocaine
- ④ Etablissement autorisé par le Ministère de la Santé Marocaine

NOS GAMMES DE PRODUITS

Chez Med Meuble Nous proposons une vaste gamme de mobilier médical de qualité supérieure pour répondre aux besoins diversifiés de nos clients. Notre expertise dans la conception et la fabrication nous permet de proposer des solutions fonctionnelles et esthétiques pour différents environnements de soins de santé.



GUÉRIDON ET CHARIOT DE SOIN

Nos guéridons et chariots de soin sont conçus pour offrir une mobilité pratique et une organisation efficace des fournitures médicales. Fabriqués avec des matériaux durables, ils sont dotés de caractéristiques spéciales telles que des plateaux réglables en hauteur et des roues pivotantes pour faciliter les déplacements.



SALLE D'EXAMEN

Notre mobilier pour salle d'examen est conçu pour créer un environnement confortable et fonctionnel pour les professionnels de la santé et les patients. Des divans d'examen ergonomiques aux paravents médicaux, nos produits sont conçus pour répondre aux normes de sécurité et d'hygiène les plus élevées.



CHAMBRE D'HOSPITALISATION

Nous proposons une gamme complète de mobilier pour les chambres d'hospitalisation, comprenant des lits médicaux de haute qualité, des armoires de rangement et des tables de chevet fonctionnelles. Nos produits offrent confort et sécurité aux patients, tout en facilitant le travail du personnel médical.



CUISINE ET RESTAURATION

Pour les besoins de restauration en milieu hospitalier, nous proposons du mobilier en acier inoxydable de haute qualité. Nos tables de préparation, chariots de service et étagères sont conçus pour répondre aux exigences d'hygiène et de durabilité, tout en offrant une fonctionnalité optimale pour les équipes de cuisine.



HOUSEKEEPING

Notre gamme de mobilier pour housekeeping comprend des chariots à linge, et des chariots de changement de literie. Conçus pour faciliter les tâches de nettoyage et de maintenance, nos produits sont robustes, pratiques et faciles à utiliser.



Chez Med Meuble Nous sommes fiers de vous présenter notre large gamme de mobilier Professionnel en métal et en bois de haute qualité. Spécialisés dans la fabrication et la conception de mobilier médical enregistré auprès du Ministère de la Santé Marocain. Nous nous engageons à fournir des produits durables, fonctionnels et esthétiques pour répondre aux besoins de nos clients.



NOTRE ENGAGEMENT ENVERS LA QUALITÉ

Chez Med Meuble, la qualité est notre priorité absolue. Nous utilisons des matériaux de première qualité et des processus de fabrication rigoureux pour garantir que chaque pièce de mobilier que nous produisons répond aux normes internationales. Notre équipe expérimentée de professionnels qualifiés supervise chaque étape du processus de fabrication pour s'assurer que nos produits répondent aux exigences les plus strictes en matière de sécurité, de durabilité et de fonctionnalité.



CRÉATION ET FABRICATION 100% MAROCAIN



Chez Med Meuble, nous sommes fiers de notre héritage marocain. Tous nos produits sont conçus et fabriqués localement, avec une attention particulière portée à la qualité et au savoir-faire national. En choisissant Med Meuble, vous soutenez l'économie locale et contribuez au développement de l'industrie du mobilier professionnel au Maroc. De plus, notre proximité géographique nous permet d'assurer une livraison rapide et un service client réactif.





Le lit médical de Med Meuble offre confort et fonctionnalité optimale pour les patients. Doté d'un cadre solide en acier et de barrières latérales réglables, il garantit une sécurité et un repos de qualité. Idéal pour les hôpitaux et les cliniques, notre lit d'hôpital répond aux normes médicales les plus strictes.

CARACTÉRISTIQUE

- ⊕ Structure métal avec traitement en Epoxy
- ⊕ 4 Roue antistatiques dont 2 avec Frein (Option Frein centralisé)
- ⊕ Panneau de tête et de pied en ABS amovible
- ⊕ Relève buste réglable par manivelle (Option avec moteur)
- ⊕ Soulève jambe réglable par manivelle (Option) (Option avec moteur)
- ⊕ Hauteur fixe
- ⊕ Barrière latérales de protection pliable
- ⊕ Crochet pour poche de drainage
- ⊕ Sous-étagère porte urinal et bassin (Option)
- ⊕ Potence en Inox amovible à 2 branches (Option)
- ⊕ Capacité de levage 175kg



Notre potence à sérum offre une solution pratique et fiable pour la suspension de sacs de perfusion. Réglable en hauteur, elle s'adapte aux besoins des patients et facilite l'administration de médicaments. Avec sa construction solide et sa conception ergonomique, notre potence à sérum assure un traitement efficace et sécurisé. Un outil essentiel pour les soins médicaux de qualité



CARACTÉRISTIQUE

- ⌚ Structure en Inox
- ⌚ Hauteur Réglable
- ⌚ 2 crochets (Option 4 crochets)
- ⌚ Socle en PVC Etoile (Option Inox) sur roulettes

Notre paravent à volets pour chambre d'hôpital est un choix pratique pour créer des espaces privés et confidentiels. Les volets réglables offrent une flexibilité pour s'adapter aux besoins des patients. Avec son design élégant et ses matériaux durables, ce paravent ajoute une touche moderne à votre environnement hospitalier tout en assurant le confort et l'intimité des patients.

CARACTÉRISTIQUE

- ⌚ Structure métal avec traitement en Epoxy ou en Inox
- ⌚ 2 ou 3 panneaux avec voile en tissu (Couleur personnalisable)
- ⌚ 5 ou 6 Roue avec frein



Notre table à manger pour chambre d'hôpital allie fonctionnalité et confort. Avec son design ergonomique et ajustable en hauteur, elle s'adapte aux besoins individuels des patients. Son plateau spacieux offre amplement d'espace pour les repas et autres activités. Robuste et facile à entretenir, notre table à manger est l'ajout parfait pour créer un environnement agréable dans les chambres d'hôpital

CARACTÉRISTIQUE

- ⌚ Structure métal avec traitement en Epoxy
- ⌚ Plateau en bois laminé facile à nettoyer (Couleur personnalisable)
- ⌚ 4 Roue dont 2 avec Frein
- ⌚ Hauteur Réglable Manuel (Option par vérin)



Notre table de chevet pour chambre d'hôpital est compacte et fonctionnelle, offrant un espace de rangement pratique à côté du lit du patient. Elle est équipée d'un tiroir et d'une étagère pour ranger les articles essentiels à portée de main. Son design moderne s'intègre harmonieusement à tout type de chambre d'hôpital, offrant praticité et confort aux patients.

CARACTÉRISTIQUE

- ⌚ Structure en bois laminé facile à nettoyer (Couleur personnalisable)
- ⌚ 4 Roue
- ⌚ 1 Tiroir et 1 porte



Notre divan d'examen offre confort et fonctionnalité pour une expérience médicale optimale. Conçu avec précision, il assure un soutien ergonomique et une stabilité maximale. Les options d'ajustement permettent une position personnalisée pour chaque patient. Sa construction robuste garantit une durabilité à long terme. Le choix idéal pour les professionnels de la santé exigeants.

CARACTÉRISTIQUE

- ⌚ Structure métal avec traitement en Epoxy ou en Inox
- ⌚ Matelas en mousse et revêtement en Similicuir haute qualité (Couleur personnalisable)
- ⌚ Dossier réglable manuellement
- ⌚ Porte rouleau de papier (Option)



Escabeau médical polyvalent et robuste, conçu pour répondre aux besoins des professionnels de la santé. Fabriqué avec des matériaux durables, il offre une stabilité optimale et des marches antidérapantes pour une utilisation en toute sécurité. Idéal pour faciliter l'accès aux zones surélevées dans les environnements médicaux et de soins.

CARACTÉRISTIQUE

- ⌚ Structure métal avec traitement en Epoxy ou en Inox
- ⌚ Marche anti-dérapant
- ⌚ 2 Marche (Option 1 marche)



Tabouret médical polyvalent, alliant confort et fonctionnalité. Son assise ergonomique et réglable en hauteur assure un soutien optimal et une position de travail confortable. Doté d'une structure solide et de roulettes, il offre une grande mobilité et s'adapte à divers environnements de soins de santé. Un choix parfait pour les professionnels cherchant un tabouret pratique et fiable.

CARACTÉRISTIQUE

- ⌚ Structure métal avec traitement en Epoxy ou en Inox
- ⌚ Assise en mousse et revêtement en Similicuir (Couleur personnalisable)
- ⌚ Hauteur Réglable par system à vis (Option par vérin)
- ⌚ Socle en PVC Etoile (Option Inox) sur roulettes



Le chariot de soin et le guéridon est l'allié idéal pour les professionnels de la santé. Pratique et fonctionnel, il offre une solution de rangement et de transport pour les fournitures médicales essentielles. Doté de compartiments spacieux et d'un design ergonomique, il permet un accès facile et rapide aux équipements nécessaires lors des interventions. Sa construction robuste et sa mobilité facilitent son utilisation dans les environnements de soins. Un choix essentiel pour une organisation efficace et des soins de qualité.

CARACTÉRISTIQUE

- ⌚ Structure métal avec traitement en Epoxy ou en Inox
- ⌚ Poigné de guidage
- ⌚ 4 Roue antistatiques dont 2 avec Frein
- ⌚ 2 Plateaux (3eme Plateau en Option)
- ⌚ Tiroirs (Option)
- ⌚ Dimension : mm



Découvrez nos tables de massage spécialement conçues pour la kinésithérapie. Confortables et fonctionnelles, elles offrent un soutien optimal aux patients tout en permettant aux kinésithérapeutes de travailler efficacement. Fabriquées avec des matériaux de haute qualité, nos tables sont durables. Offrez à vos patients des séances de kinésithérapie agréables et efficaces avec nos tables de massage professionnelles.

CARACTÉRISTIQUE

- ⊕ Structure métal avec traitement en Epoxy ou en Inox
- ⊕ Matelas en mousse et revêtement en Similicuir haute qualité (Couleur personnalisable)
- ⊕ Dossier réglable manuellement
- ⊕ Troue de visage
- ⊕ Porte rouleau de papier (Option)



Découvrez nos brancards de qualité, alliant robustesse et confort pour les déplacements de patients en toute sécurité. Fabriqués avec des matériaux durables, nos brancards offrent une stabilité optimale. Leur conception ergonomique assure un confort maximal aux patients et facilite le travail du personnel médical. Choisissez notre gamme fiable de brancards pour des soins de santé plus efficaces et rassurants.

CARACTÉRISTIQUE

- ⊕ Structure métal avec traitement en Epoxy ou en Inox
- ⊕ Matelas en mousse et revêtement en Similicuir haute qualité (Couleur personnalisable)
- ⊕ 4 Roue antistatiques dont 2 avec Frein
- ⊕ Dossier réglable manuellement
- ⊕ **Brancard Pliable en Aluminium**



Le chariot à linge facilite la collecte et le transport efficace du linge dans les établissements de santé. Doté de compartiments spacieux et de sacs amovibles, il permet une séparation pratique du linge propre et sale. Sa structure robuste et ses roulettes pivotantes offrent une grande manœuvrabilité, tandis que sa conception ergonomique garantit un chargement et un déchargement faciles. L'accessoire parfait pour une gestion optimale du linge dans les environnements médicaux.

CARACTÉRISTIQUE

- ⊕ Structure métal avec traitement en Epoxy ou en Inox ou Aluminium
- ⊕ Sac amovible en tissu
- ⊕ 4 Roue antistatiques dont 2 avec Frein
- ⊕ Tiroirs (Option)



Découvrez notre gamme de chariots de restauration en acier inoxydable de qualité supérieure. Pratiques et fonctionnels, nos chariots facilitent le transport et la distribution des repas dans les établissements de santé. Conçus pour répondre aux normes d'hygiène les plus strictes, ils garantissent une manipulation sécurisée des aliments. Optez pour nos chariots de restauration pour une gestion efficace des repas au sein de votre établissement médical.

CARACTÉRISTIQUE

- ⊕ Structure en Inox ou Aluminium
- ⊕ Sur mesure



Découvrez notre mobilier de cuisine spécialement conçu pour les établissements de santé. Fabriqué avec des matériaux de qualité, notre mobilier en acier inoxydable offre une hygiène impeccable et une résistance exceptionnelle. Organisez votre espace de préparation et de service de manière optimale grâce à nos chariots et tables fonctionnels. Associez efficacité et esthétique pour des moments de restauration agréables et pratiques. Faites confiance à notre mobilier de cuisine pour répondre aux besoins exigeants de votre établissement médical.

CARACTÉRISTIQUE

- 🕒 Structure en Inox ou Aluminium
- 🕒 Sur mesure



En plus de notre gamme principale, nous proposons également une variété d'autres produits tels que des berceaux, chariots divers, des armoires de rangement, etc. Chaque produit est soigneusement conçu pour répondre aux exigences spécifiques du milieu médical.

CARACTÉRISTIQUE

- 🕒 Sur mesure





MED MEUBLE

✉ info@medmeuble.com

☎ +212 622-655036

🌐 www.medmeuble.com

📍 25 Avenue Othmane Ibn Affane,
ZI Hay Rahma, Salé, Maroc



Ministère de la Santé
Royaume du Maroc